

JOHNSON®



迷你無線按摩器

mini Cordless Handheld Massager



HM150

使用說明書

目錄

感謝您購買 **JOHNSON®** HM150迷你無線按摩器，建議在使用前請仔細閱讀本操作手冊，以便正確操作和使用本產品。本手冊提供使用者安全及有效操作方式，尤其注意「安全注意事項」，操作手冊請在閱畢後妥為收藏，以便日後查詢使用。

♥♥	安全注意事項	1-2
	使用環境	
	不適宜使用本產品的人士	
	開關注意事項	
	應停止使用產品的狀況	
	關於電源插頭和電源線	
♥♥	機件名稱(外觀結構)	3
	使用方法	
♥♥	產品清潔/保養	4
♥♥	產品組裝/維修	4
♥♥	常見問題/處理方式	5
♥♥	產品規格	5



安全注意事項

1、使用環境

- ♥ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品，以免產品發生故障。
- ♥ 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- ♥ 若是在偏低室溫中使用，或由低溫處移至溫暖的環境中使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- ♥ 請勿在使用噴霧產品或充滿氧氣的場所操作本產品。
- ♥ 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。

2、不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形，使用前請先諮詢醫生：

- ♥ 正在接受醫生治療或身體感覺不適者。
- ♥ 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- ♥ 惡性腫瘤患者。
- ♥ 孕婦或正處於經期者。
- ♥ 骨質疏鬆症患者。
- ♥ 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- ♥ 患有急性疾病者。
- ♥ 未成年人。



注意

- ♥ 請勿在進食前後1小時使用本產品。
- ♥ 請勿在產品使用時入睡。
- ♥ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ♥ 建議每次使用時限為15分鐘，每天不超過30分鐘。
- ♥ 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內，這可能導致觸電、故障或是引發火患。
- ♥ 孩童、行動遲緩、身心功能或智能障礙者欲使用本產品，必須要有有人在旁指導且能負責其安全。
- ♥ 請務必督導及確認孩童未將產品是為遊樂器材使用，以確保其安全。



安全注意事項

3、開關注意事項

- ♥ 雙手或身體潮濕時，請勿操作或使用本產品。
- ♥ 切勿使控制開關接觸到水等類似液體。

4、應停止使用產品的狀況

下列情形應立即停止使用產品，並將電源插頭拔離插座：

- ♥ 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- ♥ 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- ♥ 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- ♥ 在產品運作時發現任何異常的狀況如：冒煙、異味等。
- ♥ 突然斷電時。
- ♥ 雷電發生時。



注意

- ♥ 在電器報廢前應取出電池。
- ♥ 應安全地丟棄電池。
- ♥ 取出電池前電器應切斷電源。

5、關於充電電池、電源插頭、電源線

- ♥ 本機內置充電式鋰電池(DC 3.7V/2000mah)，電池壽命會隨使用次數增加而逐漸遞減，為延長電池壽命，建議使用方式：
 1. 首次使用，無需充電等候，便可直接使用，當感覺按摩力道減弱時，再充電即可(鋰電池記憶效應低)。
 2. 充電時間超過4小時請即刻停止充電(2小時可充滿約80%電量)。
 3. 每次電池充滿，約可使用50-60分鐘
 4. 超過2週未使用，建議能充電一次。
- ♥ 每2天充電一次，一年後電池約保有80%的蓄電容量。
- ♥ 將產品配置的充電器DC插頭，插入產品DC插座，再將充電器插入110v插座進行充電。
- ♥ 充電時，請關閉電源開關。
- ♥ 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- ♥ 拔除電源插頭時，請握住插頭本身，切勿拉扯電源線。
- ♥ 請勿將電源線置於任何物體之下；請勿將電線纏繞於物體之上，以免電源線受損。
- ♥ 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時，請勿使用本產品。
- ♥ 電源線損壞時，必須由維修中心專職人員更換。

使用方法



注意

- ♥ 本產品每次使用時間建議10-15分鐘。

使用方法：按壓電源開關，按摩器便立即啟動，如果不使用時，請自行按電源開關鍵停止使用。





產品清潔/保養

1、清潔

- ♥ 清潔之前，請確認開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ♥ 請使用乾布清潔產品表面。

2、保養

- ♥ 確認開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ♥ 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- ♥ 如果長時間不使用本產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止灰塵落入。



注意

- ♥ 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色。

產品組裝/維修

- ♥ 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- ♥ 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品；請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- ♥ 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- ♥ 下列狀況發生時，切勿使用本產品：
電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
- ♥ 如有上述情形，請將產品送回維修中心進行檢查或維修。

常見問題/處理方式

使用本產品時，如遇以下問題，請參考下列提示及可能解決方式。
如持續故障無法使用，請拔除插頭，並和維修及服務中心聯絡。

狀況	可能原因及處理方式
無法啟動產品	♥請確認電源插頭正確插入插座。 ♥請確認開啟插座電源。
按摩在進行中 忽然停止	♥請檢查電源插頭是否被拔離，或電源轉接頭處脫落。 ♥請確認是否不小心壓到控制面板上的按鈕。 ♥產品按摩壓力過大，將啟動過流自動保護裝置，請關閉產品電源開關。 ♥如問題無法解決，請與維修服務中心聯絡。

產品規格

型 號：HM150 迷你無線按摩器

輸入電壓：AC 100-240V, 50/60Hz

輸出電壓：DC 5V

額定電流：2.5A

建議使用時間：每次10~15分鐘

商檢字號：



R53481



喬山健康科技股份有限公司

428 台中市大雅區東大路二段999號

電話：(04) 2566-7100

傳真：(04) 2566-3974

消費者免付費電話：0800017360

<http://www.johnsonfitness.com.tw>

本公司保留對產品及說明書修改之權利，如有改動恕不另行通知。