



喬山健康科技股份有限公司
428 台中市大雅區東大路二段999號
電話：(04) 2566-7100
傳真：(04) 2566-3974
消費者免付費電話：0800017360
<http://www.johnsonfitness.com.tw>

本公司保留對產品及說明書修改之權利，如有改動恕不另行通知。

JOHNSON®

Hello Kitty
迷你足部按摩器
mini Foot Massager



FM120 Hello Kitty
使用說明書

目錄

♥♥	安全注意事項	2-4
	使用環境	
	不適宜使用本產品的人士	
	開關注意事項	
	應停止使用產品的狀況	
	關於電源插頭和電源線	
♥♥	機件名稱/功能	5
	外觀結構	
♥♥	使用方法	6
	按鍵/操作說明	
♥♥	產品清潔/保養	7
♥♥	產品組裝/維修	7
♥♥	常見問題/處理方式	8
♥♥	產品規格	8



感謝您購買 **JOHNSON®** FM120 Hello Kitty 足部按摩器，建議在使用前仔細閱讀本操作手冊，以便正確操作和使用本產品。本手冊提供使用者安全及有效的操作方式，尤其注意「安全注意事項」，操作手冊請在閱畢後妥為收藏，以便日後查閱使用。



注意

- ♥ 請勿在布套破損、機件外露的情況下使用本產品，以免造成危險。
- ♥ 請勿在進食前後1小時使用本產品。
- ♥ 請勿在產品使用時入睡。
- ♥ 請勿在酒醉或身體不適時使用本產品。
- ♥ 建議使用時限為15分鐘。
- ♥ 請勿將本產品與電毯或其他具有療效之設備同時使用。
- ♥ 為避免過熱而導致走火、觸電或造成傷害，請勿將產品置於枕頭下或覆蓋毯子、棉被或其他物品下操作。
- ♥ 請勿將任何物品或易燃物品插入本產品內，這可能導致觸電、故障或是引發火患。
- ♥ 孩童、行動遲緩、身心功能或智能障礙者欲使用本產品，必須要有人在旁指導且能負責其安全。
- ♥ 請務必督導及確認孩童未將產品視為遊樂器材使用，以確保其安全。

安全注意事項

1、使用環境

- ♥ 請勿在潮濕或過多灰塵的環境中使用產品，以免產品發生故障。
- ♥ 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- ♥ 若是在偏低室溫中使用，或由低溫處移至溫暖的環境中使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚至造成機件故障。建議先放置於正常室溫一小時後再開始使用。
- ♥ 請勿在使用噴霧產品或充滿氧氣的場所操作本產品。
- ♥ 請勿將產品放置於戶外、電熱器旁、爐具附近、或陽光直射處。

2、不適宜使用本產品的人士

如果您有以下情形，使用前請先諮詢醫生：

- ♥ 正在接受醫生治療者或身體感覺不適者。
- ♥ 高血壓、心臟病、腦動脈硬化、腦血栓患者。
- ♥ 惡性腫瘤患者。
- ♥ 孕婦或正處於經期者。
- ♥ 骨質疏鬆症患者。
- ♥ 使用心臟起搏器等植入體內的醫療電子儀器者。
- ♥ 患有急性疾病者。
- ♥ 未成年人。

3、開關注意事項

- ♥ 雙手或身體潮濕時，請勿操作或使用本產品。
- ♥ 切勿使控制開關接觸到水等類似液體。



安全注意事項

4、應停止使用產品的狀況

下列情形應立即停止使用產品，並將電源插頭拔離插座：

- ♥ 意外將水濺到產品或控制開關上時。
- ♥ 相關配件破損或內部機件暴露出來。
- ♥ 在按摩期間感受到異常或嚴重的疼痛。
- ♥ 在產品運作時發現任何異常的狀況如：冒煙、異味等。
- ♥ 突然斷電時。
- ♥ 雷電發生時。

5、關於電源插頭和電源線

- ♥ 請檢查電壓確實符合產品規格需求，本產品僅使用交流電(AC)。
- ♥ 雙手潮濕時切勿安插或拔除電源插頭。
- ♥ 拔除電源插頭時，請握住插頭本身，切勿拉扯電源線。
- ♥ 產品設定15分鐘自動定時，但每次使用完畢後，仍請拔除電源線。
- ♥ 請勿將電源線置於任何物體之下；請勿將電線纏繞於物體之上，以免電源線受損。
- ♥ 電源線損壞或電源插座有鬆脫的狀況時，請勿使用本產品。
- ♥ 電源線損壞時，必須由維修中心專職人員更換。

外觀結構

- ① 腳機本體
- ② 操作控制面板
- ③ 氣囊(機殼內左、右各一)
- ④ 拉鍊
- ⑤ 可拆洗網布
- ⑥ 電源線





按鍵/操作說明

! 注意

- ▶ 本產品每次使用時間設為15分鐘，15分鐘後會自動關閉。如需繼續使用，再按電源開關鍵即可。

開關鍵

在關機狀態下按壓開關鍵 ，啟動紓眠模式，再次按壓則停止按摩動作，進入待機狀態。

按摩程式鍵

在開機狀態下，再次按摩程式鍵 ，進入”活力模式”，按第二次為”加強模式”，依此模式循環操作。

溫熱鍵

1. 在啟動按摩狀態下，自動啟動溫熱功能，在按摩狀態下，再按壓一次溫熱鍵  關閉溫熱功能。
2. 在關機狀態下，按壓溫熱鍵 ，亦可啟動溫熱功能，再次按壓則關閉溫熱功能。

力度增強鍵

在啟動按摩程式下，按下力度增強鍵 ，可增強一段強度，惟重覆按壓此鍵，無法再增加強度。

力度減弱鍵

在啟動按摩程式下，按下力度減弱鍵 ，可減弱一段強度，惟重覆按壓此鍵，無法再減弱強度。

產品清潔/保養

1、清潔

- ♥ 清潔之前，請確認開關已經關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ♥ 請使用乾布清潔產品表面。
- ♥ 布套可拆卸拉鍊後水洗，惟洗滌後，請勿使用高溫烘乾。

2、保養

- ♥ 確認開關關閉，電源插頭已經從插座拔出。
- ♥ 保持產品清潔並遠離高濕度的場所。
- ♥ 如果長時間不使用本產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。

! 注意

- ♥ 切勿使用笨或者稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則會造成產品褪色。
- ♥ 請勿使用濕布擦拭電源開關或透氣網布，以免導致機器故障。

產品組裝/維修

- ♥ 請勿嘗試自行拆卸或維修本產品。碰觸內部機件可能導致產品故障或觸電意外。
- ♥ 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品；請勿使用非製造商所推薦之零配件。
- ♥ 本產品僅能由本公司授權之專業維修單位或人員進行維修。
- ♥ 下列狀況發生時，切勿使用本產品：
電源線或電源插頭損壞、操作不正常、曾掉落地面損傷、曾掉落水中。
如有上述情形，請將產品送回維修中心進行檢查或維修。



產品規格

常見問題/處理方式

使用本產品時，如遇以下問題，請參考下列提示及可能解決方式。惟持續故障無法使用，請拔除插頭，並和維修及服務中心聯絡，謝謝。

狀 況	可能原因 & 處理方式
無法啟動產品	♥ 請檢查電源插頭是否正確插入插座。 ♥ 請確認開啟插座電源。
按摩進行中忽然停止	♥ 請檢查電源插頭是否被拔離，或電源轉接頭處脫落。 ♥ 請確認是否不小心壓到控制面板上的按鈕。 ♥ 自動設定15分鐘定時裝置時間已到。 ♥ 產品按摩過久，啟動過熱自動保護裝置，請關閉產品主電源至少1小時，等待機器降溫。 ♥ 如問題無法解決，請與維修服務中心聯絡。

產品規格

型 號：FM120 Hello Kitty 足部按摩器

輸入電壓：100~120V AC, 50~60Hz

額定功率：60W

使用時間：15分鐘

商檢字號：

