


S Y N C A

使用說明書
筋膜槍
型號：HM190



www.synca-wellness.com

2204TW01

警告



禁用

1. 因患血栓症、嚴重動脈瘤、急性靜脈曲張、各種皮膚疾患及皮膚感染（包括皮下組織炎症）等而被醫生禁止接受按摩者。
2. 罹患心臟疾患者、使用心律調整器等易於受到電磁波影響之體內植入式醫療裝置者。
3. 孕婦和癌症患者禁用
4. 骨折的患者在痊癒前禁止使用
5. 敏感部位：頭，臉，頸椎
6. 肌肉覆蓋較不靠近的骨骼，例如脛骨，背部等


- 1、在充電時禁止使用。
- 2、在使用過程中，請勿使用手指或其他物體插入按摩頭與外殼之間的間隙，以免夾傷。
- 3、兒童必須在監護人的監護下使用。
- 4、本機不能自行拆卸和改裝。
- 5、由於本機功率大，建議一次使用10-15分鐘，以免引起身體不適。
- 6、如果在使用過程中發現異常或故障，請立即停止使用並及時與公司或經銷商聯繫。
- 7、請使用原裝電池充電器(MX24W1-1681000T)為設備充電。

產品・配件

6 檔

肌肉筋膜槍是一種便攜式可充電振動按摩設備，具有高扭矩、長電池壽命和多位置按摩調節功能。它可以有效減輕劇烈運動後乳酸積聚引起的酸痛，並減緩長時間坐著的人肌肉的不適感。

● 筋膜槍




● 按摩頭



● 手提包：攜帶方便

使用說明



- 1、打開電池底部的開關。
- 2、按  鍵開始運行。
- 3、按  鍵可以調節1到6檔。
- 4、當電量低於10%，如果電量顯示窗口出現“E1”，筋膜槍會停止工作，請立即充電。
- 5、充電時電源顯示從01連續變為99，達到99表示充滿電。
- 6、該設備具有定時停止功能，在運行10分鐘後會自動停止。
此時，按電源開關鍵可恢復正常使用。此功能是為了防止客戶忘記關機而導致電量耗盡。
- 7、本機有自動保護功能，當強力按壓按摩頭時，筋膜槍會啟動自動保護功能，設備會停止運行，檔位顯示窗口會出現“E3”，此時，按電源開關鍵可恢復正常使用。

技術參數

產品名稱: 筋膜槍

產品型號: HM190

電源適配器輸入: 100-240V~, 50/60Hz

電源適配器輸出: 16.8V , 1.0A

鋰電池規格: 14.8V, 2000mAh

額定功率: 25W

額定時間: 10分鐘

電池使用時間: 充足電後大約可使用 3.5~6 小時*

充電時間: 大約 3 ~ 6 小時* 

*本公司內部測試, 選用Level 1計算結果為6~小時, 選用Level 6計算結果為3.5~小時。

*電池使用及充電時間均為參考值, 可能依電池壽命、用戶使用方式和環境而有所不同。

商檢字號: 
R53481
RoHS

本電器不預期提供給生理、感知或心智能力降低、或是經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用, 除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用

丟棄電器時, 請遵從當地政府條例或規定處理。電器報廢前應取出電池。應安全丟棄電池。

: 此符號表示為可分離供電單元(MX24W1-1681000T)

常見問題及處理方法

故障	原因	處理
產品不能運作	插頭沒有插好	將插頭安全插上
	電量不足 (電池供電時)	及時充電
	電源沒有開啟	開啟電源開關
	本產品剛完成10分鐘按摩並自動切換至待機模式	冷卻後重新開啟使用
	產品上放置的負荷過重 (例如有人坐在產品上, 或有重物放置在產品的頂部)	減輕負荷輕靠機身
動作很慢且無力	電量不足	及時充電
運作過程中突然停止	1、電量不足 2、機芯溫度過高自動停機保護	1、充滿電後使用 2、等機芯溫度冷卻後重新開機使用
運作過程中出現“休 休”, “塔塔”的聲音	1、新機磨合期 2、馬達正常工作發出的聲響	1、使用10小時後噪音自然變小 2、無需任何處理

如果進行上述處理, 還有異常現象, 請勿繼續使用, 並聯繫維修服務中心要求維修保養。

提示:切勿擅自對產品進行拆卸維修, 如因此造成的產品損壞或人員傷害, 本公司概不負責, 謝謝合作!

本產品有害物質名稱及含量標示如下:

設備名稱：筋膜槍 Equipment name			型號(型式)：HM190 Type designation(Type)			
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
	震動馬達組件	○	○	○	○	○
	電路板組件	○	○	○	○	○
	電源適配器	○	○	○	○	○
	按摩頭	○	○	○	○	○
	鋰電池組	○	○	○	○	○
	內部金屬件(含螺絲)	○	○	○	○	○
內、外部塑膠組件	○	○	○	○	○	
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目 Note3: The “-” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.						

保固卡

SYNCA

購買日期: _____

機器型號: HM190

條形碼: _____

保固期限

本產品自購買日期起，保證一年，由於製造上之原因所發生之故障，可免費維修，週邊配件及耗材除外。

經銷商蓋章:

注意事項:

- 本保固卡未加蓋公司章或內容填寫不完整、遺失、篡改或字跡無法辨識，視同失去保證效力（如提出原始發票或經銷文件足以證明購買日期者，不在此限）。
- 維修時請出示本保固卡。
- 保固期限內，請聯絡本公司授權之維修據點檢修。
- 保固卡僅此一份，請妥善保存。
- 保固區域以台灣(不含外島)地區為準。

保固期間內，因下列情況發生將收取相對費用:

- 產品因用戶不當使用、保管與維護之故障。
- 產品非經本公司授權之維修人員檢修、自行拆卸、改裝造成之故障。
- 產品遭受雷電火災、地震等自然災害及公害或電壓異常等其他外部因素所造成之損害。
- 不能提供保固卡或保固卡上所填寫之機器型號、序號與待修產品之型號、序號不同。
- 產品外觀因使用造成污損者。
- 如經公司服務人員判定非屬於商品故障所做的服務，公司得收取基本工時及寄送等服務費。
- 使用於營業地點或公共場所(非家用)之商品。

SYNCA

喬山健康科技股份有限公司
台中市大雅區東大路二段999號
服務專線 0800017360

感謝您購買我們的產品。

為了安全和舒適的使用本產品，
請在使用前仔細閱讀產品說明書
並遵守相關的安全法規。

溫馨提示：

按摩槍顯示屏上的保護膜是可以撕掉的。
它是全新的，未使用！