

# FUJIIRYŌKI

附屬文件

使用說明書


家庭用

按摩椅

型號：JP-4000

## CYBER-RELAX

A I



### 使用目的及效果

代替人手按摩  
一般家庭使用

- 感謝您購買本公司的按摩椅。
- 使用之前，請詳細閱讀使用說明書，正確使用。
- 使用之前，請務必閱讀《安全注意事項》(第4~7頁)。
- 閱讀完畢，請務必放置於隨時可以取閱處妥善保管。
- 包裝使用的紙箱，請分類丟棄以利於資源回收利用。

**MADE IN JAPAN**

關於各部分的安裝方法，請參照  
第10~15頁的說明進行安裝。

尊敬的客戶，

感謝您購買FUJIIRYOKI按摩椅。

株式會社富士醫療器(簡稱FUJIIRYOKI)成立於1954年，總部位於日本，擁有悠久的卓越傳統。我們自豪地率先實現了世界上第一台按摩椅的量產，並自此不斷創新，將全新的產品和獨特的技術引入市場。

我們始終秉承“匠心”與“款待”的承諾，體現了日本工藝的精巧、細膩與周到。這些品質貫穿於我們每一款按摩椅的設計和製造中。

我們希望您能享受到我們按摩椅帶來的非凡體驗。如有任何疑問或需要幫助，請隨時聯繫我們。

此致，敬禮 株式會社富士醫療器

## 使用前

- 安全注意事項 .....4
- 各部位名稱及功能 .....8
- 設置與安裝 .....10
- 每次開始按摩之前 .....18

## 按摩椅的使用方法

- 有關按摩椅的3種模式 .....18
- 調節座椅躺放、腳部的角度、手部的使用方法 .....20
- 選擇自動程式按摩 (推薦, 自動) .....22
- 關於結束按摩 .....28
- 開始手動程式按摩 .....30
- 氣壓按摩 .....35
- 揉捏按摩及氣壓按摩同時進行 .....37
- 按疲勞程度選擇 .....38
- 按需求選擇 .....39
- 關於使用記錄 .....40
- 開/關溫熱功能 .....41
- 進行腳底滾輪按摩 .....42
- 關於操作音的音量調節 .....43
- 設定 (語言/自動躺放/螢幕亮度/藍牙重置) .....44
- 藍牙喇叭的使用方法 .....46
- 關於使用者自訂模式 .....50
- 關於APP模式 .....58
- 設定兒童安全鎖定功能 .....61

## 檢修/Q&A (問&答)



- 檢修及保養方法 .....62
- Q&A (問&答) .....64

## 售後服務



- 發現故障 .....66
- 規格 .....69

# 安全注意事項


- 使用之前，請詳細閱讀使用說明書，正確使用。
- 此處所示注意事項，旨在安全正確使用本產品，防止使用者和他人受到危害或損害。
- 表示及內容，如下所示。
- 均是與安全有關的內容，請務必遵守。


 <b>警告</b>	若使用有誤，推測可能導致使用者受較大的傷害及危害的程度。
 <b>注意</b>	若使用有誤，推測可能導致使用者受傷、※物品損害。

※所謂物品受到損害，是指涉及與房屋、家庭財產及家畜、寵物有關的損害。

	⊘ 符號表示禁止。 (左圖為禁止拆卸)
	● 符號表示強制(必須遵守)。 (左圖為從電源插座拔下電源插頭)

- 閱讀完本說明書後，請務必放置於隨時可以取閱處，妥善保管。
- 丟棄機身及其配件時，請遵從當地政府條例或規定處理。詳細請諮詢當地政府機關。


**警告**

	<p>溫熱裝置安裝在內部，溫熱啟動後，表面會開始發熱，對溫度不敏感的人，使用時請注意。以下使用者也需特別注意。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 老年人、病人、不能自己操作的人</li> <li>• 服用嗜睡藥物者</li> <li>• 血液循環不暢(糖尿病等)者</li> <li>• 皮膚的溫感(溫度感知)較弱的使用者</li> <li>• 飲酒過量、極度疲勞者</li> <li>• 按摩器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意</li> </ul> <p>可能引起低溫燙傷及脫水等症狀。</p>
	<p>下列人士，使用前請諮詢醫生。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用心律調整器等體內植入易受電磁波影響的醫用電子儀器者</li> <li>• 罹患惡性腫瘤者</li> <li>• 罹患心臟疾患者</li> <li>• 孕婦或產婦</li> <li>• 糖尿病等所致嚴重末梢血液循環不良的感覺障礙者</li> <li>• 皮膚受損者</li> <li>• 需要靜養者</li> <li>• 喪失溫度感知者</li> <li>• 體溫38°C以上(發燒期)者 (例：急性炎症症狀[倦怠感、發冷、血壓變動等]強烈時。虛弱時。)</li> <li>• 骨質疏鬆症者、脊椎骨折者、扭傷、肌肉拉傷等急性[疼痛性]疾患者</li> <li>• 背骨(脊椎)異常者或脊椎側彎者</li> <li>• 腰間盤突出症者</li> <li>• 患有肌腱炎的使用者</li> <li>• 身體感覺異常時或正在醫療機關治療者</li> </ul>



## 警告

不能運行或出現異常時，請立即拔下電源插頭，聯絡商家或本公司的客戶諮詢窗口進行檢查・修理。

以免觸電或漏電・短路等引發火災。

按摩頸部周圍時，請注意按摩球的動作。另外，請勿過度強力按摩頸部前方。  
以免導致事故或受傷。

座椅躺放或調節腳部角度時，一定要確認周圍(機身後方、前方、旁邊、下方等)是否有人或物品。

以免導致事故、受傷或家庭財產的損失。

座椅躺放或調節腳部角度時，一定不要把手、手指、腳或頭放入下列這些機身的縫隙中。

- ・ 椅子下方
- ・ 靠背與座椅、扶手之間的縫隙
- ・ 腳部與座椅、扶手之間的縫隙
- ・ 腳部下方、腳部後面
- ・ 手腕與扶手之間的縫隙
- ・ 靠背後方的縫隙

以免導致事故或受傷。

使用前，請掀起背墊，確認靠背的椅套是否破損。另外也請確認其他部分是否破損。(即使有很小的破損也要立即停止使用、拔下電源插頭、委託修理。)

如果在椅套破損的狀態下使用，可能導致觸電或受傷。

嚴禁長時間使用溫熱功能。並嚴禁長時間按摩同一部位。

以免導致低溫燙傷。

即使比較低的溫度(40-60°C)，長時間接觸皮膚的同一部位，也可能導致低溫燙傷。

### 關於低溫燙傷

- ・ 低溫燙傷以皮膚深處形成紅斑點或水泡為特徵。
- ・ 萬一，形成了紅斑點或水泡，請立即前往專業醫生處就診。

下列人士，嚴禁使用。可能導致身體異常。

被醫生禁止接受按摩者

(例: 血栓[栓塞]症、重度動脈(瘤)、急性靜脈(瘤)、各種皮膚炎及皮膚感染症(包括皮下組織炎症)等)

嚴禁故意拆下、弄破、剪下機身(靠背部分、腳部、腕部)的套子。

在拆下椅套的狀態下使用的話，可能導致衣服或頭髮捲進去而受傷。

嚴禁使用交流電110V以外的電源。以免導致火災或觸電。

嚴禁使用破損的電線或電源插頭。

以免導致觸電、短路或火災。破損時，聯絡商家或本公司的客戶諮詢窗口進行檢查・修理。

確保電源插頭完全插入插座，並保持清潔。

以免導致觸電或短路・火災。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

嚴禁孩子在椅子上玩耍、坐在上面。以免導致故障或受傷。

嚴禁用濕手拔電源。以免導致觸電。

# 安全注意事項



## 警告



不要在浴室等潮濕場所使用、放置。  
以免導致觸電、火災、發霉、生鏽。



絕對不要改裝。另外，也不可自行拆卸、修理。  
以免導致火災、運行異常、受傷等。



## 注意



每天使用時間控制在30分鐘之內。此外，同一部位連續使用的時間控制在5分鐘之內。  
長時間使用會導致肌肉或神經疼痛。

即使身體健康，若屬於下列範圍者，也務必諮詢醫生後再使用。

- 由於年齡增長而肌肉衰弱者或身體消瘦者
- 因骨骼或內臟所致腰痛者
- 易碰傷或扭傷者
- 嚴重暈車暈船者
- 以往曾接受過心臟或內臟手術不注意會導致健康損害者。

若使用本品導致發疹、發紅、發癢等症狀時，應停止使用，並及時就醫。  
以免導致事故或身體不適。

使用後，請關閉電源，從電源插座上拔下電源插頭。  
以免因兒童玩耍而導致事故。

按摩椅應置於水平地面使用。以免導致故障或事故。

使用前應確認操作開關及計時功能等是否正常運作。  
以免導致事故或受傷。

長時間未使用時，再次使用前，應再重新仔細閱讀一遍說明書，然後再確認按摩椅  
是否正常運作。以免導致事故或受傷。

使用前，請確認機身（靠背部分、腳部、手部）是否夾雜異物。  
以免導致事故或受傷。

伸縮腳部時，勿將手或腳置於伸縮部處。以免導致事故或受傷。

使用時如感身體異常，請及時停止使用並就醫。  
以免不注意導致事故或身體不舒服。

確認按摩球處於收納位置後，再緩慢入座。以免導致事故或受傷。



確認地線是否安裝好。  
未安裝地線可能會導致故障或漏電。



停電時立即把電源開關置於「OFF」處，從電源插座上拔下電源插頭。  
以免再通電時導致事故。

拔下電源插頭時，應握住前端的電源插頭，勿牽拉電源線。  
以免導致觸電或短路而引發火災。

不使用時，應從電源插座上拔下電源插頭。  
以免灰塵或濕氣導致絕緣老化，引發漏電火災。

檢修時，務必從電源插座上拔下電源插頭。以免導致觸電或受傷。



## 注意

勿使用以下方式可能導致電源線或電源插頭破損。

- 勿弄壞
- 勿使其破損
- 勿加工
- 勿過度彎曲、硬拉。
- 勿擰
- 勿打結
- 勿放置重物
- 勿擠夾。

以免導致觸電、火災或故障。

飲食後或飲酒後勿立即使用。 以免導致不舒服、事故或受傷。

勿靠近暖爐或煙火，吸煙時也嚴禁使用。另外，也嚴禁在電熱毯等取暖設備上使用。以免導致火災。

勿乘坐於靠背部分、腳部、肩部、扶手或站在座位上。  
使用者或機身傾倒的話，可能會導致事故或受傷。

座椅躺放時，勿乘坐於按摩椅的腳部、座椅的前方以及靠背上方。  
使用者或機身傾倒的話，可能會導致事故或受傷。

座椅躺放或抬高按摩器的腳部時，勿強行下來。  
使用者或機身傾倒的話，可能會導致事故或受傷。

勿使用本按摩椅以外的附件。 以免導致故障。

按摩手或手腕時，勿配戴假指甲、手錶、戒指、手鏈等硬物。 以免導致受傷。

按摩時，勿配戴耳釘、耳環、項鍊、圍巾等裝飾品。 以免導致受傷。

頭部勿配戴髮飾等硬物。 以免導致受傷。

按摩腰部、臀部、大腿部時，衣服(褲子)的口袋裡有硬物時請勿使用。  
以免導致事故或受傷。

勿直接接觸皮膚使用。 直接按摩於皮膚可能會導致皮膚疼痛。

勿用於肘部、膝部、頭部及腹部。並且，勿將手腳夾在按摩球之間。  
以免導致身體不適或受傷。

不可用腳底按摩滾輪按摩腳趾。 有受傷的可能性。

按摩中勿拔下電源插頭、關閉電源。 以免導致受傷。

使用時請勿入睡。 無意識使用可能會導致身體不適或受傷。

勿載人或載物移動按摩椅。 以免導致故障或受傷。

勿2人以上同時坐在按摩椅上。 以免導致故障或受傷。

勿使用汽油、稀釋劑、酒精等藥品擦拭。 以免導致觸電、著火。

勿用於按摩以外的目的。 以免導致故障或事故。

勿與其他治療器同時使用。 以免導致事故或身體不適。

地板、木質等容易損壞的地面上，請勿拖拽、用腳輪移動按摩椅。  
以免損壞地面。


勿使機身傾倒或受到強烈撞擊。 以免導致故障或受傷。

請勿使用高音量聆聽。 長時間以高音量聆聽，可能會損害您的聽力。




# 各部位名稱及功能


## 前側



## 後側



## 按摩位置



## 前側

- 1 頭枕  
按摩時，將其掀到靠背後面。
- 2 手控器
- 3 手控器放置架
- 4 溫熱功能  
背部、足底有溫熱功能
- 5 藍牙喇叭  
透過藍牙能享受音樂
- 6 背墊  
請放鬆地靠在其上。

## 後側

- 7 手把
- 8 電源開關  
使用後請關閉電源。
- 9 電源輸入插座
- 10 移動輪
- 11 電源插頭
- 12 電源線

## 按摩位置

- 13 靠背  
按摩球按摩整個背部。
- 14 ~ 22 進行各部氣壓按摩

- |       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 14 背  | 15 腰   | 16 骨盆 |
| 17 臀部 | 18 小腿肚 | 19 腳  |
| 20 肩  | 21 手臂  | 22 大腿 |

- 23 腳部刮痧  
利用滾輪按摩腳底。



## 手控器



①		觸控面板	用手指觸摸或滑動螢幕進行操作。顯示出上面的圖片時，滾動螢幕後會顯示隱藏在底部的選單。(顯示例：自動按摩課程的選擇介面)
②		電源開關	如果在按摩過程中按下手控器的開關，按摩就會中途結束，按摩滾輪會回到原本的收納位置。
③		緊急按鈕	停止所有操作並排出氣囊中的空氣。(當您想立即停止按摩時按下)
④		靠背調節按鈕	可調節靠背/腳部的角度和腳部的長度。
⑤		加熱器開關	打開/關閉加熱器
⑥		調節音量按鍵	調節操作音量
⑦		主頁按鍵	停止按摩並返回主頁。
⑧		返回按鍵	返回主頁

# 設置與安裝

## 確認機身與配件

### ⚠ 注意


勿使用除配件以外的零件，  
以免導致故障。

### 產品說明書等的資料


• 產品說明書

• 組裝說明書


#### • 機身



#### • 扶手組



#### • 手控器放置架



#### • 電源線



- 安裝螺絲：1 個  
安裝在手控支架上。


#### • 六角扳手



#### • 警告標籤



※扶手組安裝前請確認前後左右方向，  
正確安裝。



從上往下看的按摩椅圖像

## 決定機身設置的場所

### ⚠ 警告

勿在浴室等濕氣大的場所使用及放置。  
以免導致觸電、火災、故障、發霉、生鏽。


### ⚠ 注意

置於水平場所使用，以免導致故障或事故。  
勿靠近暖爐或煙火，吸煙時也嚴禁使用，  
另外，也嚴禁在電熱毯等取暖設備上使用，  
以免導致火災。

為了座椅能夠躺放，應確保後方留有50cm以上的空間，設置於水平方向。

• 啟動開關靠背會自動傾斜到待機的位置，腳部也會上昇。為避免碰觸到周圍物品，應預先在前方留出30cm以上、後方留下50cm以上的空間。

- 座椅躺放時腳部也會上昇。
- 可能會損壞木質地板或地面，建議在機身下面鋪設地墊等。
- 避免置於日照長的地方或取暖設備附近、高溫之處。以免導致機身或配件變色、變質。




## 設置機身

### ⚠ 注意


勿載人或物移動，以免導致故障或受傷。  
地板、木質等容易損壞的地面上，請勿拖拽、用移動輪移動按摩椅，以免損壞地面。  
注意不要將電源線及手控器的線纏到腳上或移動輪上，以免導致受傷。

手扶著機身的前面和後面，  
抬起來搬運。

- 因為是重物，所以必須2人以上搬運。
- 請注意腳下，慢慢放下。



寬度需要72cm以上  
(機身搬運的寬度為70cm+間隙2cm)




# 設置與安裝

## 安裝扶手組 ※請以相同方式安裝左右兩邊


1. 將扶手組安裝處向機身前方移動(①)，並將扶手組的凸起處插入安裝處的孔位(②)。

- 請牢牢插入。
- 否則的話，有漏氣或掉落的危險。
- 請以相同方式安裝左右兩邊。




2. 將本體靠背固定拉鍊與扶手組固定拉鍊對齊後關閉。

- 請以相同方式安裝左右兩邊。



### 欲拆下扶手組時


1. 躺放椅背並拆下固定扶手組和靠背的拉鍊(①)。
2. 將扶手組移到靠背側、並按下扶手組和椅座之間鎖鍵(②)下側解鎖。
3. 將扶手組移到腿側、然後按下鎖鍵(③)下側解鎖。
4. 抬起扶手組並將卸下。



## 安裝手控器放置架 ※僅可安裝於右側

### 1. 將手控器支架插入右邊手控器支架連接部分的方向(右手使用), 並用六角扳手將其固定。

- 牢牢固定好設備。  
如果固定不牢固, 可能會導致手控器支架脫落, 造成故障或受傷。




## 安裝手控器

### • 安裝方法

將手控器背面凹的部位對準手控器支架凸的部位, 然後從上方插入安裝。


### • 拿下來的方法

把手控器從上面拿出來。



### • 手控器支架的角度調整

手控器支架可以調整角度。




# 設置與安裝

## 頭枕拆卸方法・調節背墊

### 1. 頭枕以魔鬼氈固定於靠背。

- 按摩時，裝上背墊，將頭枕掀到後面。
- 感到按摩力度強烈時，請裝上頭枕。
- 不按摩時，不必拆下背墊、頭枕，可作為躺椅使用。




【後視圖】

### 2. 按喜好調節背墊。


- 背墊可當做溫熱墊使用。詳細請參考「確定背墊(溫熱部分)位置」。

若固定背墊時、將椅背皮套與背墊用拉鍊固定。



背墊中間部位可拆卸，拆卸後按摩力度變強。

- ① 打開背墊後部拉鍊。
- ② 拉開背墊後部魔鬼氈。




## 安裝電源線

### ⚠ 警告

請勿使用交流電110V以外的電源，以免導致火災或觸電。  
插頭及連接頭牢固插入、防止粘垃圾，以免導致觸電或短路、起火。  
請勿使用破損的電源線或電源插頭。  
以免導致觸電或短路、火災、破損的話，請聯絡商家或本公司的客戶諮詢窗口進行修理。

### 1. 電源線連接頭插入本體右下方的 電源輸入插座。

- 牢固插入。
- 勿使用除配件以外電源線。
- 請確認電源線，手控器線，插頭  
是否有損壞及粘垃圾。




# 每次開始按摩之前

## 確認周圍環境

請務必確認周圍環境。

- 請確認機身後面和腳部前方、下方周圍等，是否有人、寵物及物品。




## 接通電源

### 警告

請勿使用交流電110V以外的電源。以免導致火災或觸電。  
確保電源插頭完全插入插座，並保持清潔。以免導致觸電或短路、起火。  
請勿使用破損的電源線或電源插頭。  
以免導致觸電或短路、火災。破損的話，請聯絡商家或本公司的客戶諮詢窗口進行修理。


### 1. 將電源插頭插入電源插座。

- 請確認電源線、手控器的線及電源插頭是否損壞，電源插頭上是否沾有灰塵。



### 2. 打開機身的電源開關。


- 電源開關位於機身後側的右下方。



### 3. 按下手控器的「電源開關」鍵，打開電源。

- 顯示主頁。
- 靠背自動傾斜到待機的位置，腳部也會上昇。

- 按下「電源開關」如果未顯示主頁，則無法進行操作。



待機位置



## 確認機身

### 1. 確認椅套有無破損。

#### 警告

使用前，應掀起背墊，確認靠背的椅套及其他部分有無破損。  
(即使有很小的破損也要立即停止使用，拔下電源插頭，進行修理。)  
椅套破損後使用的話，會導致觸電或受傷。

### 2. 確認機身內是否夾雜異物。

#### 注意

使用前，應確認機身(靠背部分、腳部、腕部)是否夾雜異物，以免導致事故或受傷。

### 3. 確認按摩球的收納位置。

- 如果按摩滾輪不在收納位置、按下「電源開關」按摩球就會自動回到收納位置

#### 注意

確認按摩球在收納位置後，再緩慢坐下。  
以免導致事故或受傷。

### 4. 確認腳部按摩器完全放下。

#### 注意

在座椅躺放時或抬起腳部時，不能強行下來。以免使用者或機身傾倒、導致事故或受傷。

# 有關按摩椅的3種模式

本產品有訪客模式、使用者自訂模式及APP模式這3種模式可以使用。  
關於各模式可使用的功能，請參閱規格頁的表格。(P71)

## 訪客模式 (▶P20~49)

- 開啟電源之後會顯示選單畫面，並自動進入訪客模式。
- 訪客模式可以不用事先登錄自訂資訊等，直接進行按摩每次使用時，機器都會進行躺放的調節和體型檢測。

※在使用者自訂模式或APP模式下，只要登錄過自訂資訊，就可以省略躺放調節和體型檢測。

## 使用者自訂模式 (▶P50~57)

- 可以登錄/自訂2人份的使用者資訊進行使用。
- 第一次使用時，進行自訂資訊的登錄。登錄完成以後，機器會根據登錄的自訂資訊開始自動程式。可以省略體型檢測和調節，舒適地進行使用。
- 在APP模式下，可以使用下載的軟體程式。

※欲從使用者自訂模式切換至其他模式時，請重新開啟電源後再進操作。

## APP模式 (▶P58~61)

- 此模式為APP專用模式，將按摩椅上取得的自訂資訊結合智慧型手機APP，協助使用者輕鬆使用按摩椅。
- 要使用此模式，必須先在您使用的智慧型手機安裝APP和登錄帳號。功能的詳細說明請參閱「關於APP模式」。

※欲從APP模式切換至其他模式時，請重新開啟電源後再行操作。

## 可登錄的自訂資訊(使用者自訂模式、APP模式)

### 自訂背筋曲線

肩部位置/ 腰位置資訊  
肩部/ 腰的位置資訊。  
選擇自動程式的按摩點。

S曲線偵測資訊  
為了讓按摩椅可沿著背筋平均進行按摩,此功能會蒐集背筋曲線資訊。還可以依照喜好,進一步編輯偵測到的背筋曲線。

### 自訂躺放

躺放資訊  
可以登錄喜好的靠背、腿部角度/ 腿部長度資訊。

### 自訂氣壓

氣壓資訊  
預先設定好後,可以登錄喜好的氣壓按摩強度資訊。

首次登錄自訂資訊時的操作範例

用戶選擇  
(1或2)

自訂背筋曲線

自訂躺放

自訂氣壓

登錄完成

## 每次的按摩操作範例(自動程式)

### 【訪客模式】

選擇程式

躺放調節

體型檢測

調節  
氣壓強弱

按摩

### 【使用者自訂模式】

選擇程式

跳過體型檢測或調節

按摩

### 【APP模式】

選擇程式

跳過體型檢測或調節

按摩



以手機APP儲存使用者資訊。  
從疲勞資訊/ 情境選擇等提供程式選項。

# 調節座椅躺放、腳部的角度、腕部的使用方法

## 警告

座椅躺放或調節腳部角度時，一定要確認周圍(機身後方、前方、旁邊、下方等)是否有人或物品。以免導致事故、受傷或家庭財產的損失。

座椅躺放或調節腳部角度時，一定不要把手、手指、腳或頭放入下列這些機身的縫隙中。

- 椅子下方
  - 靠背與座椅、扶手之間的縫隙
  - 腳部與座椅、扶手之間的縫隙
  - 腳部下方、腳部後面
  - 手腕與扶手之間的縫隙
  - 靠背後方的縫隙
- 以免導致事故或受傷。

## 注意

伸縮腳部時，勿將手或腳置於伸縮部處，以免導致事故或受傷。

座椅躺放時，勿坐在腳部或座椅的前方。座椅躺放或抬高按摩器的腳部時，勿強行下來。以免使用者或機身傾倒，導致事故或受傷。

## 腳部角度、長度的調節

按下「躺臥調整按鈕」，就會顯示出「躺臥角度」




①	調節座椅躺放的角度	
②	調整腳部的角度	
③	調整腳部的長度	

## 調整足底長度

伸長足底，調節腳部長度。

- 足底部分由彈簧控制伸縮，可隨意調整喜好之位置。
- 收納腿部時，請避免對足底部分過度施力。如果在彈簧伸展的情況下收納腿部，足底部分可能會碰到地板或墊子等，而無法順利收納。




## 腕部的使用方法

### ⚠ 注意

按摩手或手腕時，勿配戴假指甲・手錶・戒指・手鏈等硬物。以免導致受傷。


伸出手指，手心朝下，把手放進去

- 不要將手垂直放入或彎曲手指。



欲調節手部(扶手組合)的位置時


- 靠背傾斜時，可以透過滑動手部來調節位置。  
傾斜靠背後，請向背墊側滑動。(手動)
- 靠背傾斜的角度越大，腕部就越能往背墊側滑動。  
靠背在收納位置(完全立起的狀態)時，無法滑動腕部。



# 選擇自動程式按摩 (推薦, 自動)

## 前言


- 請將機身的電源開關設為「ON」。(P16)
- 請將頭枕往後擺, 坐在椅子上, 緩緩將頭靠向靠背。  
想要加強按摩的感受時, 請隨喜好安裝頭枕使用。



## 開始推薦程式和自動程式

### 1. 按下電源開關, 打開電源。


- 顯示主頁。



### 2. 按「推薦程式」或者「自動程式」。


### 3. 按下所選的按摩程式名稱。

舉例: 如果選擇「推薦程式」



▼  
肩部位置檢測


舉例: 如果選擇「自動程式」→「全身」



▼  
肩部位置檢測

#### 4. 開始自動檢測肩部位置。檢測完成後，按「OK」。

- 如果肩部位置不匹配、請使用「再次檢測」或者「手動調整」進行調整




#### 5. 肩部位置檢測完成後，背部檢測就會開始。檢測完成後，按「開始按摩」按摩就會正式開始。

- 在檢測過程中，請勿將頭部離開靠背。
- 按「再次檢測」就會重新開始檢測。
- 如果檢測出錯，請再次按「再次檢測」重新開始檢測。



# 選擇自動程式按摩 (推薦, 自動)

## 6. 顯示選擇的自動程式, 按摩動作。



①		按摩力度調節	調整按摩力度 (7檔或12檔。*根據按摩程式會有些不同)
②		整體氣壓按摩的強度調節	一鍵調節整體氣壓按摩的強度 (7檔)
③		足底滾輪強度調節	調節足底滾輪按摩的強度。(3檔)
④		重複	重複當前的揉捏技法。
		跳過	進行下一個揉捏技法。
⑤		肩部/腰部位置設定	調整肩部位置和腰部位置 (上/下) (P.25)
⑥		按部位調節氣壓按摩	針對身體的不同部位來調節氣壓按摩的強度 (P.25)
⑦		氣壓按摩選項	選擇氣壓按摩的操作選項 (P.25)

\*選擇的程式不同, 有不能調節・設定的項目。



## 7. 計時結束後，按摩結束。

### 自動程式時的調節方法

#### 肩部/腰部位置設定

- ① 當按摩球接近肩部時，按下「調節」按鈕就會顯示肩部調節畫面
- ② 調節到所需要的位置。
- ③ 按下「OK」就會返回到按摩程式介面



- ④ 當按摩球接近腰部時，按下「調節」按鈕就會顯示腰部調節畫面
- ⑤ 調節到所需要的位置。
- ⑥ 按下「OK」就會返回到按摩程式介面



#### 按部位調節氣壓按摩

- ① 按下「按部位調節氣壓」
- ② 按下顯示出來的身體各部位的強度按鍵、並使用「+」「-」按自己的喜好調節強度
- ③ 再次按下「按部位調節氣壓」、各部位的強度顯示就會消失



#### 氣壓按摩選項

- ① 按「氣壓按摩選項」
- ② 設定好所選的選項
- ③ 按「OK」，返回按摩程式介面



# 選擇自動程式按摩 (推薦, 自動)

## 關於自動程式的動作

各自動程式動作及可調節項目說明一覽

	程序	按摩時間	自動檢測 肩部位置	自動檢測 背部曲線	按摩 強度	氣壓按摩 強度	重複/ 跳過	腰部位置 定位	腳部 刮痧	氣壓按 摩選項	
全身	VIP	30分鐘	●	●	7檔	●	-	●	●	-	
	獨創程式	30分鐘	●	●	7檔	●	-	●	●	-	
	舒眠程式	30分鐘	●	●	7檔	●	-	●	●	-	
	極度 解除疲勞程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●	
	解除疲勞程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●	
	振作精神程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●	
	放鬆舒適程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●	
	柔和程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●	
	縮短程式	7分鐘	●	●	7檔	●	-	●	●	●	
局部	頸部 ／ 肩部 ／ 背部	頸部・肩部極度 解除疲勞程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	
		頸部・肩部 解除疲勞程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	
		頸部・肩部 振作精神程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	
		頸部・肩部 放鬆舒適程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	
		頸部集中按摩	7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	●	●
		肩部集中按摩	7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	●	●
		肩胛骨集中按摩	7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	●	●
		鬆弛背部軀幹	7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	-	-
		腰部 ／ 臀部 ／ 腿部	腰部極度 解除疲勞程式	18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●
	腰部 解除疲勞程式		18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●
	腰部 振作精神程式		18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●
	腰部 放鬆舒適程式		18分鐘	●	●	7檔	●	●	●	●	●
	腰部集中按摩		7分鐘	-	-	12檔	●	-	●	●	●
	鬆弛腰部軀幹		7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	-	-

※背部曲線不能調節


		程序	按摩時間	自動檢測 肩部位置	自動檢測 背部曲線	按摩 強度	氣壓按摩 強度	重複/ 跳過	腰部位置 定位	腳部 刮痧	氣壓按 摩選項
局部	腰部 臀部 腿部	坐骨集中按摩	7分鐘	-	-	-	●	-	-	●	●
		腳部集中按摩	7分鐘	-	-	-	●	-	-	● (不能關閉)	-
拉伸	全身	護理程式	30分鐘	●	-	7檔	●	-	-	-	-
		專注力程式	30分鐘	-	-	-	●	-	-	-	-
		極度 全身伸展程式	18分鐘	●	-	7檔	●	-	-	-	-
		全身伸展程式	18分鐘	●	-	7檔	●	-	-	-	-
		全身氣壓按摩	18分鐘	-	-	-	●	-	-	-	●
		技術伸展	18分鐘	●	-	7檔	●	-	-	-	-
	局部	頸椎伸展	7分鐘	●	-	-	●	-	-	-	-
		肩部伸展	7分鐘	●	-	12檔	●	-	-	-	-
		脊背伸展	7分鐘	●	-	-	●	-	-	-	-
		腰部伸展	7分鐘	-	-	-	●	-	●	-	-
		骨盆集中伸展	7分鐘	-	-	-	●	-	-	-	-
		腳 / 膝伸展	7分鐘	-	-	-	●	-	-	-	-
		弦月伸展	7分鐘	-	-	-	●	-	-	-	-
推薦程式	標準	18分鐘	●	●	7檔	●	●	-	-	●	●
	強力	18分鐘	●	●	7檔	●	●	-	-	●	●

※背部曲線不能調節


# 關於結束按摩

程式不同，按摩時間也不同。(7、18、30分鐘)

- 按摩結束後，按摩球會回到收納位置。
- 當自動躺臥功能處於「ON」狀態時，靠背會自動上升，腳部會自動下降。當自動躺臥功能處於「OFF」狀態時，按下「開始收納」就會使靠背上升，腳部下降。(參照P44)
- 按摩結束後，如果一段時間沒有操作，電源將會關閉。



收納腿部時，請避免對足底部分施力。  
如果在彈簧伸展的情況下收納腿部，足底部分可能會碰到地板或墊子等，而無法順利收納。



## 按摩需立即停止時

按「緊急按鈕」或者「主頁按鍵」。


- 按摩椅在現在的位置停止。
- 按下「緊急按鈕」或者「主頁按鍵」，計時器還在計時的同時，返回常設畫面。



## 中途停止按摩時

按「電源開關」。


- 按摩球移動到收納位置。
- 當自動躺臥功能處於「ON」的狀態時，靠背會自動升起，腳部會自動下降。當自動躺臥功能處於「OFF」狀態時，按下「開始收納」，靠背會升起，腳部會下降。(參照P44)




## 關閉機身電源

### 1. 把機身電源置於「OFF」處。

- 電源開關在機身後側的右下方。



### 2. 把電源插頭從插座上拔下來。




# 開始手動程式按摩

## 開始喜好的揉捏技法按摩

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。

### 2. 按「手動程式」。



### 3. 按下欲使用的選單。




### 4. 按下所選的揉捏技法名稱

- 開始按摩。



## 5. 顯示所選的揉捏技法和按摩動作。



①		按摩力度調節	調整按摩力度 (7檔或12檔)
②		整體氣壓按摩的強度調節	一鍵調節整體氣壓按摩的強度 (7檔)
③		足底滾輪強度調節	調節足底滾輪按摩的強度。(3檔)
④		按摩程式選擇功能	選擇揉捏技法的操作選項。(P.32)
⑤		選擇 按摩技法	顯示揉捏技法清單,可更改為其他的揉捏技法。
⑥		氣壓按摩選項	選擇氣壓按摩的操作選項 (P.32)
⑦		按摩球位置設定	調整按摩位置。
		肩部/腰部位置設定	調整肩部位置和腰部位置(上/下) (P.33)
		* 取決於揉捏技術	
⑧		按部位調節氣壓按摩	針對身體的不同部位來調節氣壓按摩的強度 (P.33)

\*選擇的按摩不同,有不能調節•設定的項目。

# 開始手動程式按摩

## 6. 計時結束後，按摩結束。

### 按摩時的調整方法

#### 按摩程式選擇功能

- ①按「按摩程式選擇功能」
- ②設定所選的選項
- ③按「OK」，返回按摩程式介面



#### 氣壓按摩選項

- ①按「氣壓按摩選項」
- ②設定好所選的選項
- ③按「OK」，返回按摩程式介面



#### 氣壓設定的基本動作

##### 【脈衝】

用氣壓進行的小幅度的多次按摩。

##### 【膝關節伸展】

用氣壓使腿部向前伸展。

##### 【集中腳部】

與其他按摩部位可同時進行的腿部按摩。

##### 【腿部伸展】

用氣壓使腿部向前伸展。

##### 【扭身】

以腰為中心進行的扭轉動作按摩。

##### 【雙重伸展】

用氣壓而使腿部同時向前，向下伸展。



## 按部位調節氣壓按摩

- ① 按下「按部位調節氣壓」
- ② 按下顯示出來的身體各部位的強度按鍵、並使用「+」「-」按自己的喜好調節強度
- ③ 再次按下「按部位調節氣壓」、各部位的強度顯示就會消失



## 肩部/腰部位置設定

- ① 當按摩球接近肩部時，按下「調節」按鈕就會顯示肩部調節畫面
- ② 調節到所需要的位置。
- ③ 按下「OK」就會返回到按摩程式介面



- ④ 當按摩球接近腰部時，按下「調節」按鈕就會顯示腰部調節畫面
- ⑤ 調節到所需要的位置。
- ⑥ 按下「OK」就會返回到按摩程式介面



# 開始手動程式按摩

## 揉捏技法按摩功能一覽表

在各揉捏技法按摩時，可調整內容一覽表。

揉捏技法		調整按摩位置	按摩的前後位置	按摩強度	按摩速度	按摩幅度	腳底滾輪	按摩部位
揉捏動作	向上 / 向下揉捏	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
	環行 向上 / 向下揉捏	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
	小圈鬆弛 揉按	-	-	●	-	2段	●	-
	小圈拉伸 揉按	-	-	●	-	-	●	-
	向上 / 向下 緩慢揉開	-	-	●	●	-	●	-
	向上 / 向下 推拉	-	-	●	-	-	●	全體/部分/局部
	3D 向上 / 向下揉捏	-	-	-	-	-	●	全體/部分/局部
	橫向揉捏	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
輕柔按摩	-	-	●	●	-	●	-	
捶打動作	捶打	-	-	●	●	●	●	全體/部分/局部
	小圈捶揉	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
	強力捶揉	-	-	●	-	-	●	全體/部分/局部
	舒緩捶打揉捏	-	-	●	-	-	●	-
	捶打拉伸揉捏	-	-	●	-	-	●	-
	3D 捶打	-	-	-	-	●	●	全體/部分/局部
	3D 小圈捶揉	-	-	-	-	-	●	全體/部分/局部
拉伸動作	脊背拉伸	與肩部位置對齊	●	●	-	●	●	全體/部分
	波形 滾動按摩	與肩部位置對齊	●	●	●	-	●	全體/部分
	指壓	-	-	●	-	●	●	全體/部分/局部
	指壓拉伸	-	-	●	-	●	●	全體/部分/局部
	伸展	-	-	●	-	●	●	全體/部分/局部
	伸展 向上揉捏	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
	伸展捶打	-	-	●	●	●	●	全體/部分/局部
	伸展 小圈捶揉	-	-	●	●	-	●	全體/部分/局部
	伸展 指壓	-	-	●	2段	●	●	全體/部分
	深按向上 / 向下滑推	-	-	●	-	-	●	-
頸・肩 專用	頸部指壓	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	鬆弛頸部	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	頸椎緩慢推揉	與肩部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	揉開 肩胛周圍	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	頸・肩 極度揉捏	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	頸・肩 極度捶打	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	肩部捶打	與肩部位置對齊	●	-	-	-	●	-
	按壓 肩膀上部	-	-	-	-	-	●	-
	肩上按壓	與肩部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	肩筋 指壓	與肩部位置對齊	-	-	-	-	●	-
腰・背 專用	肩胛骨 曲線	-	-	●	-	-	●	-
	揉開 肩骨筋	與肩部位置對齊	●	●	-	-	●	-
	舒緩 肩胛骨	與肩部位置對齊	●	●	-	-	●	-
	肩胛骨筋 指壓	與肩部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	腰 極度揉捏	與腰部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	腰 極度捶打	與腰部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	舒緩 脊背筋部	與肩部位置對齊	●	●	●	-	●	-
	腰筋 指壓	與腰部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	指壓 腰部筋	與腰部位置對齊	-	-	-	-	●	-
	揉開 腰部多種筋	與腰部位置對齊	-	●	-	-	●	-
腰臀按摩	-	-	-	-	-	●	-	


# 氣壓按摩

## 開始氣壓按摩

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。

### 2. 按「手動程式」。




### 3. 按「氣壓按摩」。




### 4. 設定喜好的強度，按下「OK」鍵。

- 可分別設定「肩」「腕」「腰」「骨盆」「臀部」「大腿」「小腿肚」「腳踝」的氣壓強度。
- 可按「-」鍵，調弱，按「+」鍵，調強。
- 小腿肚・腳踝氣壓與腳底滾輪運作時，腳部不會收回到原點。
- 如果需要將腳部收回原點，請關閉小腿肚・腳踝氣壓與腳部滾輪。



# 氣壓按摩

## 5. 顯示氣壓按摩操作。



①		整體氣壓按摩的強度調節	一鍵調節整體氣壓按摩的強度(7檔)
②		足底滾輪強度調節	調節足底滾輪按摩的強度。(3檔)
③		選擇 按摩技法	顯示揉捏技法清單,可更改為其他的揉捏技法。
④		氣壓按摩選項	選擇氣壓按摩的操作選項 (P.32)
⑤		按部位調節氣壓按摩	針對身體的不同部位來調節氣壓按摩的強度 (P.33)

\*選擇的按摩不同,有不能調節•設定的項目。


## 6. 計時結束後,按摩結束。

# 揉捏按摩及氣壓按摩同時進行


## 在揉捏技法按摩中結合氣壓按摩

### 1. 按「按部位調節氣壓」。

- 顯示每個部位的強度，然後開始氣壓按摩。



### 2. 按各個部位的強度顯示，調整到所需強度。



## 在氣壓按摩中結合揉捏技法按摩

### 1. 按「選擇 按摩技法」。

- 顯示揉捏技法的清單。



### 2. 按下所選的揉捏技法的名稱後，開始按摩。




# 按疲勞程度選擇

通過敲擊身體的疲勞部位，系統會分析身體的疲勞程度。  
根據分析結果，推薦合適的按摩程式。

## 根據身體的疲勞程度開始按摩

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。



### 2. 按「疲勞度」。

### 3. 用手指塗滿疲勞部位。

- 用手指輕點身體疲憊的部位，將其塗滿。
- 反復點擊，顏色會變得更深。特別疲勞的部位請用深色將其塗滿(3檔)



### 4. 按「分析」。

- 分析疲勞程度並顯示推薦的按摩程式。



### 5. 按「開始按摩」。

- 按摩開始。
- 按「重做」、會恢復到沒有塗抹之前的狀態。




# 按需求選擇

根據不同需求推薦您選擇最佳的按摩程式。

## 開始針對需求進行按摩

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。



### 2. 按「場景」。

### 3. 選擇符合需求的選項

- 選擇按摩程式後，開始按摩。



# 關於使用記錄

最多顯示近期做過的10種按摩使用記錄。

## 查看使用記錄


### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。

### 2. 按「使用記錄」。

### 3. 顯示「使用記錄」(最多10個)。

- 按按摩程式名稱後，開始按摩。






# 開/關溫熱功能

## 警告

請勿長時間使用溫熱功能或使用溫熱功能長時間接觸同一部位。  
有低溫燒傷的風險。  
即使是相對較低的溫度(40~60°C)，如果長時間接觸皮膚同一部位，也有燒傷的風險。

## 1. 按「溫熱功能按鈕」。

- 背部和足底的加熱器處於「ON」狀態。
- 再次按下可將其「OFF」。
- 與按摩一起使用時，按摩結束的同時加熱器也會關閉。
- 按主頁上的「溫熱功能按鈕」可以單獨使用加熱器。單獨使用加熱器時，加熱器會在大約60分鐘後自動關閉。



## 確定背墊(溫熱部分)位置


### 腰部周圍溫熱時

背部墊背墊。



### 腹部周圍溫熱時

打開背墊及椅背固定拉鍊(①)繼續拉開背墊後面拉鍊(②)溫熱墊蓋身體部分。



# 進行腳底滾輪按摩


## ! 注意

勿直接接觸皮膚使用。直接按摩於皮膚可能會導致皮膚疼痛。



(腳底滾輪按摩)是結合自動程式與手動程式同時使用。※不可單獨使用

## 1. 在自動按摩程式或揉捏技法按摩操作過程中,按「腳部刮痧」的「-」「+」。

- 通過按「-」、「+」可調節強弱
- 強度一共3檔。強度為「1」的時候按「-」的話就會處於「OFF」的狀態。
- 當足底滾輪為「ON」的時候、小腿和腳踝的氣囊也會處於「ON」。當足底滾輪處於「ON」的時候,小腿和腳踝的氣囊無法處於「OFF」的狀態。
- 根據選擇的按摩程式和揉捏技法,足底滾輪可能會處於無法結合或者無法「OFF」的狀態。



• 不能複合時



# 關於操作音的音量調節

在手控器上的「操作音」鍵可以進行音量調節。

## 1. 按介面左側顯示的「音量調節按鈕」。


- 按鍵會按照「1」→「2」→「3」→「OFF」的順序來回切換
- 藍牙揚聲器的音量不能通過音量控制鍵調節，請使用藍牙設備來調節音量。



### 顯示音量控制鍵


	操作聲音：關閉。 ※某些操作聲音不會關閉，例如傾斜時的“嘟嘟嘟”聲。
	操作聲音：小
	操作聲音：中
	操作聲音：大

### 手控器背面



# 設定 (語言/自動躺放/螢幕亮度/藍牙重置)

通過主頁上的「設定按鈕」打開設定介面後，可進行各種設定



## 語言

可以將手控器上顯示的語言切換成其他語言。



## 自動躺放

自動躺臥是一種在按摩結束或關閉電源時自動收回腳部、升高靠背並關閉電源的功能。

- 收起時，首先收起腳部，然後升起靠背。
- 即使重新打開電源開關，自動躺臥的「ON/OFF」設定仍可以繼續。



按摩結束時



## 螢幕亮度

可以調節螢幕亮度(11檔)



## 藍牙重置

可重置藍牙的配對資訊。

- 有關詳情,請參照「關於重置配對資訊」。(P49)



# 藍牙喇叭的使用方法

藍牙連線時，可以透過藍牙喇叭聽音樂。

## 注意

請勿使用高音量聆聽。長時間以高音量聆聽，可能會損害您的聽力。

## 關於使用喇叭的注意事項

- 使用時請務必閱讀藍牙設備的操作說明書。
- 萬一連線設備的儲存內容消失，本公司不負任何責任。
- 連線時，請務必事先降低設備的音量。
- 本產品周遭若有電子設備或發訊器（手機等），可能會對本產品產生干擾。此時請遠離使用。
- 如果在電視機或收音機的天線附近使用，電視機或收音機可能會產生噪音。此時請遠離使用。

## 關於BLUETOOTH®

### 使用上的注意事項

與本產品連線的設備，必須符合藍牙 SIG 制定的藍牙標準規格，並取得認證。

藍牙即使符合標準規格，根據特性或規格不同，也有可能出現無法與本產品連線、或是操作方法、動作方式有異的情況發生。

### 依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性與功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

補充：應避免影響附近雷達系統之操作。

## 首次連線時

必須進行配對操作。配對成功之後，機身會保留連線資訊，下次開始就會自動連線。  
最多保留5部設備的連線資訊。 ※無法同時和複數設備連線。

### 和智慧型手機連線

#### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。



#### 2. 操作智慧型手機的設定APP 等，開啟藍牙設定畫面。

- iOS 為設定→藍牙，Android 為設定→已連結的裝置→配對新裝置。(根據版本不同，名稱可能不同)。
- 搜尋之後，藍牙設備中會出現藍牙設備名稱「Massage Chair H22」。
- 請在接近按摩椅的狀態下搜尋。
- 關於智慧型手機的操作，請閱讀智慧型手機的操作說明書。

#### 3. 出現「Massage Chair H22」後，請點選。

- iOS會出現在畫面下方，Android 則會出現在「可用的裝置」欄位中。(根據版本不同，名稱可能不同)。
- 選擇「Massage Chair H22」之後，畫面顯示「配對中」或「正在配對」等訊息後，進行連線。(請求配對同意時請點選配對)。
- iOS上，「Massage Chair H22」的顯示位置會移動到「我的裝置」欄位。
- Android 的顯示位置會移動到「已連結的裝置」欄位。
- 配對完成後，手控器螢幕上將顯示的「♪」圖標會變成白色。
- 配對過之後，下次會自動連線。(最多5個)
- 無法順利配對時，請重新啟動按摩椅機身的電源，再次嘗試。
- 聲音可能會以高音量輸出，請先調低喇叭設備的音量。
- 藍牙揚聲器的音量無法在手控器螢幕上的「音量調節按鈕」進行調節。請在設備上調節。
- 要進行按摩時，請先完成連線後再如往常進行按摩操作。
- 若和按摩同時使用，按摩結束時音樂也會停止播放。
- 和加熱器同時使用時，加熱器大約會在60分鐘後停止，但音樂會繼續播放。
- 藍牙連線中卻沒有播放音樂或3分鐘沒有進行操作，電源會自動關閉。

# 藍牙喇叭的使用方法

## 從其他設備(電視、發射器等)進行連接

針對不具操作畫面的設備，說明常見的連線步驟。

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。




### 2. 操作欲連線的設備端，進入配對模式。

- 配對模式的名稱、切換到配對模式的操作方法依設備而異。詳細內容請參照設備的操作說明書。
- 設備的LED等的顯示狀態改變，表示已進入配對模式。

### 3. 稍待片刻，直至連線成功。

- 設備的LED等的顯示狀態改變，表示連線成功。
- 配對完成後，手控器螢幕上將顯示的「♪」圖標會變成白色。
- 配對過之後，下次會自動連線。(最多5個)
- 無法順利配對時，請重新啟動按摩椅機身的電源，再次嘗試。
- 聲音可能會以高音量輸出，請先調低喇叭設備的音量。
- 藍牙揚聲器的音量無法在手控器螢幕上的「音量調節按鈕」進行調節。請在設備上調節。
- 要進行按摩時，請先完成連線後再如往常進行按摩操作。
- 若和按摩同時使用，按摩結束時音樂也會停止播放。
- 和加熱器同時使用時，加熱器大約會在60分鐘後停止，但音樂會繼續播放。
- 藍牙連線中卻沒有播放音樂或3分鐘沒有進行操作，電源會自動關閉。

在藍牙連接期間，「♪」的圖標會顯示為「白色」。





## 第二次以後進行連線時

### 1. 打開智慧型手機或設備後，按下「電源開關」開機後，會自動連接。

- 按摩椅最多可保留5部設備的連線資訊。
- 開啟按摩椅電源之後，會依照連線資訊的保留順序嘗試連線。  
連線可能需要一些時間。(約30秒左右)




## 關於重置配對資訊

遇以下情況，必須重置配對資訊。

- 不想讓按摩椅對設備進行自動連線時。
- 欲和第5個之後的設備自動連線時。
- 欲使連線狀態恢復至初始狀態時。

請注意，重置配對資訊後，會刪除之前所有的連線資訊。

### 1. 在「GUEST」的狀態下，通過主頁上的「設定按鈕」來設定螢幕。



### 2. 按「藍牙重置」，然後按「重置」就會重置配對資訊。



[注意] 重置配對資訊之後，也必須刪除之前連線的設備端的連線資訊。智慧型手機的話，請透過設定APP的藍牙設定，找到「Massage Chair H22」的項目，取消配對或解除配對設定。

[說明] 按摩椅和設備之間的連線相關資訊，會分別儲存在按摩椅和設備中。該資訊透過配對或配對設定綁定，故一方的連線資訊遺失時，另一方的連線資訊也會失效。

# 關於使用者自訂模式

## 使用者自訂模式的功能

- 可以登錄/ 自訂2人份的使用者資訊。  
選擇用戶1或2並註冊用戶資訊。註冊用戶資訊後，就可以跳過按摩程式開始時的體形檢測，直接開始按摩。
- 關於按摩和各種設定，使用方式與訪客模式相同。  
除了自訂資訊登錄以外，其他操作皆和訪客模式下的使用方式相同。  
請參照訪客模式的使用方法。(P20~49)  
※但是「兒童安全鎖定功能」和「關於重置配對資訊」不能在用戶模式下進行。  
訪客模式下可以進行
- 可以使用在APP模式中下載的發佈程式進行按摩。  
用APP模式下載了發佈程式，該程式也可以在使用者自訂模式中使用。(P58)
- 關於各模式的功能限制，請配合參閱規格頁的表格。(P71)

### 可登錄的自訂資訊(使用者自訂模式、APP模式)

#### 自訂背部曲線

肩部位置/ 腰位置資訊  
肩部/ 腰的位置資訊。  
選擇自動程式的按摩點。

S曲線偵測資訊  
為了讓按摩椅可沿著背筋平均進行按摩，此功能會蒐集背部曲線資訊。還可以依照喜好，進一步編輯偵測到的背部曲線。

#### 自訂躺放

躺放資訊  
可以登錄喜好的靠背、腿部角度/ 腿部長度資訊。

#### 自訂氣壓

氣壓資訊  
預先設定好後，可以登錄喜好的氣壓按摩強度資訊。

### 首次登錄自訂資訊時的操作範例

用戶選擇  
(1或2)


自訂背部曲線

自訂躺放

自訂氣壓

登錄完成

註冊了躺臥資訊後，選擇用戶1或用戶2靠背和腳部  
將自動移動到註冊的角度。  
請注意周圍環境。



## 首次使用使用者自訂模式時 (首次資訊登錄)

### 1. 按下電源開關，打開電源。

- 顯示主頁。

### 2. 按「選擇用戶」。



### 3. 按「USER 1」或者「USER 2」。

### 4. 按「開始」後，會按照靠背線→躺臥角度→氣壓的順序開始自定義設定。

- 有關各種自定義方法的資訊，請參照P53～P56。
- 未完成自訂背部曲線的登錄，無法使用使用者自訂模式。
- 自訂氣壓時，按下「跳過」，可以跳過設定。
- 登錄中請勿關閉電源。否則無法完成自訂資訊登錄。

### 5. 自定義資訊註冊完成後，會出主頁。

- 完成自定義資訊註冊後，即可在用戶模式下進行按摩。操作方法與訪客模式相同。



# 關於使用者自訂模式

## 欲重置使用者資訊(重新登錄)時

1. 登入「USER 1」或者「USER 2」後、按「設定按鈕」。



2. 按下重置鍵後，會按照靠背線→躺臥角度→氣壓的順序開始自定義設定。

- 為了保持按摩的即時可用性，靠背線資訊不會被刪除。如果在重置用戶資訊後覆蓋靠背線自定義資訊之前取消了用戶資訊，背肌線資訊將保持以前的登入資訊。




## 自訂背部曲線

1. 登入「USER 1」或者「USER 2」後、按「用戶設置」。



2. 按「背脊曲線」。



3. 按「註冊」後、開始肩部位置檢測。

- 在檢測過程中，請勿將頭部離開靠背。
- 按「更改」後，可調整已登記的靠背線。



4. 檢測完成後，按「OK」鍵就可以登記肩部位置。如果肩部位置不匹配，請按「再次檢測」或「手動調整」來進行調整。

- 按「再次檢測」就可以重新開始檢測。
- 如果檢測出現錯誤，按「再次檢測」就可重新開始檢測。



手動調整



# 關於使用者自訂模式

5. 肩部位置登記完成後，靠背線檢測開始。檢測完成後，按「OK」鍵就可登記靠背線。如果您想進一步調整，請使用「自訂」進行調整。

- 檢測時，頭部不要離開背墊。
- 按下「再次檢測」鍵，再進行一次背部曲線檢測。
- 按下「自訂」後，可以手動調節背部曲線。請參照下方記載的「關於自訂背部曲線」。
- 如果檢測出現錯誤，按「再次檢測」就可重新開始檢測。




## 關於自訂背部曲線

一般會沿著背部曲線以均勻的力道進行按摩，但可以按照喜好進行自訂，更改每個部位的按摩標準力道。

(例) 欲加強頭部和肩部一帶時

1. 檢測出靠背線後，按「自訂」。
2. 用「向上和向下按鈕①」選擇要調節的部位後，按摩球會移動，以標準力度進行按摩。
3. 用「左右按鈕②」可調節至所需的力度。(可設定±7檔)
4. 將頸部和肩部調整到加強的靠背線資訊，並按「OK③」進行登記。



6. 登記完靠背線後，開始調整腰部位置。調整好按摩球的位置，然後按「OK」開始登記。顯示「登錄完成」後，登記完成。

- 請勿在登記過程中關閉電源。否則資訊將無法登記成功。




## 自訂躺臥角度

1. 登入「USER 1」或者「USER 2」後、按「用戶設置」。




2. 按「躺臥」。



3. 按「註冊」後、自訂義介面就會顯示。

- 調整好靠背及腳部的角度和腳部的長度。
- 腳部的角度不能降低到待機位置以下。
- 按「更改」可調整已登記的躺臥角度。




4. 按「OK」開始登記。當顯示「登錄完成」後，登記完成。

- 請勿在登記過程中關閉電源。否則資訊將無法登記成功。
- 一旦登記了躺臥角度，下次登入時靠背和腳部會自動移動到登記位置。



待機位置




# 關於使用者自訂模式

## 自訂氣壓按摩

1. 登入「USER 1」或者「USER 2」後、按「用戶設置」。




2. 按「氣壓」。




3. 按「註冊」後會顯示自定義介面，並開始對身體各部位進行強度設定操作。

- 身體各部位的氣壓按摩會依次進行。達到所需強度時按「OK」鍵。
- 每個部位會重複操作兩次。如果不按「OK」鍵，強度將設定為「7」。
- 按「更改」後，可以調節已登記的強度。



4. 確認好螢幕上顯示的強度，然後按「OK」開始登記。當顯示「登錄完成」後，登記完成。

- 也可在螢幕上調節強度。
- 請勿在登記過程中關閉電源。否則資訊將無法登記成功。






## 批次設置(欲批次重新設定時)

1. 登入「USER 1」或者「USER 2」後、按「用戶設置」。



2. 按「批次設置」後、會按背脊曲線→躺臥→氣壓的順序開始自定義設定。



## 欲切換至其他模式時

1. 如果想要切換到其他用戶或切換到「GUEST」時，請重啟電源。
  - 欲切換至其他模式時，請重新啟動電源後再行操作。



# 關於APP模式

## 關於APP模式

1. 本產品可以和智慧型手機的APP 連動,使用各式各樣的選配功能。

- 要使用手機APP,必須有一部能夠上網的智慧型手機。



### APP 可操作項目

	<b>人體圖</b> 分析疲勞度選項推薦程式		<b>使用記錄</b> 可保存按摩椅使用履歷、再使用
	<b>健康管理</b> 連接健康管理並推薦程式		<b>人氣排行</b> 排行顯示人氣程式
	<b>最佳化分析</b> 使用履歷中分析顧客喜好		<b>場景</b> 使用選項中推薦最佳程式
	<b>發送</b> 可將新按摩程式上傳到按摩椅		<b>音樂庫</b> 放鬆舒適音樂庫

- 關於按摩和各種設定,使用方式與訪客模式相同。  
按摩中的手控器操作等,和在訪客模式使用時相同。  
請參照訪客模式的使用方法。(P20~49)
- 關於各模式的功能限制,請配合參閱規格頁的表格。(P71)

## 手機APP的使用方法

### 1. 根據隨附的「APP快速指南」進行操作。



- 關於手機APP的安裝和使用方法，請參照隨附的「APP快速指南」。
- 更詳細的使用方法請參照「富士醫療器官網」。

【APP快速指南封面圖片】



## 未安裝手機APP時

按手控器上的「APP USER」後，會進入應用程序模式並開始連接，但如果智能手機上未安裝應用程序，則無法使用。按「返回」或「電源開關」會返回到訪客模式(正常模式)。



# 關於APP模式

## 關於釋出程式

與手機APP連動後，可以在釋出的程式中下載並儲存一個喜好的程式至按摩椅機身。儲存的程式可以隨意更換。儲存的釋出程式可以在使用者自訂模式(用戶1或2)或APP模式中使用。

### 1. 按下「發佈程式」後，會開始啟動儲存的程式。

- 根據釋出程式的設定，有時可能不會使用登錄的背脊曲線、躺放、自定義氣壓訊息(例：自動完全躺放的程式等等)
- 機身中若未登錄釋出程式，無法選擇「上傳模式」鈕。



# 設定兒童安全鎖定功能

「兒童安全鎖定功能」，是為避免兒童誤操作，而使按鍵無效的功能。


## 1. 確認好靠背和腳部都已收起。

- 兒童鎖開啟中所有操作無法進行。所以請在兒童鎖開啟前先收納好靠背和腳部。



## 2. 按住主頁上的「緊急按鈕」約3秒鐘，蜂鳴器將發出「嗶——」的聲音，兒童鎖的介面就會顯示出來。

- 設定好兒童鎖後，30秒不進行操作的話介面就會消失。按「電源開關」後才會顯示出兒童鎖介面。
- 要解除兒童鎖，請進行相同操作或重新打開設備電源。



# 檢修及保養方法

## 機身的檢修方法

### 警告

嚴禁用濕手拔電源。可能導致觸電。

### 注意

檢修時，務必從電源插座上拔下電源插頭。  
以免導致觸電或受傷。  
勿使用汽油、稀釋劑、酒精等藥品擦拭。  
以免導致觸電・著火。

## 椅套・背墊・頭枕部分

1. 把布用含有稀釋的中性洗潔劑浸濕後，盡量擰乾。
2. 用1的布擦拭髒處。
3. 用浸水擰乾的布擦掉洗潔劑。
4. 用乾布擦拭，讓其自然風乾。
  - ・請不要使用熨斗，會損壞皮革。
  - ・皮革可能會有上色的可能性，請不要穿淺色服裝使用按摩椅。
  - ・頭上有塗髮蠟等產品時，請不要直接接觸按摩椅皮革。

## 樹脂部分

1. 把布用含有稀釋的中性洗潔劑浸濕後，盡量擰乾。
2. 用1的布擦拭髒處。
3. 用乾布擦掉洗潔劑。
  - ・請勿使用牙膏。以免導致損傷・變色・龜裂。

## 按摩器・背部下方(控制盒)

1. 用乾布擦拭。
  - ・請勿用濕毛巾擦拭。以免導致故障。

## 保養方法

### 警告

勿在浴室等濕氣高/重的場所使用及放置。以免導致觸電・火災・故障・發霉・生鏽。

擦拭完機身上的污垢後，請放置於溫度・濕度適宜、潔淨之處。  
長時間未使用時，請罩上套子以免落塵。

・避免置於日照長的地方或取暖設備附近、高溫之處。以免導致機身或附屬品變色、變質。

## 機身的移動方法


### ! 注意

勿載人或載物移動按摩椅。  
以免導致故障或受傷。  
地板、木質等容易損壞的地面上，請勿拖拽，用移動輪移動按摩椅。  
以免損壞地面。  
注意不要將電源線及手控器的線纏到腳上或移動輪上。  
以免導致受傷。

## 用移動輪移動時

抬起機身的前面，邊推邊移動。


- 放下時，請勿將腿部與地面碰撞，應慢慢放下。



## 2人以上移動時

傾斜靠背後，手扶著機身前面下方和靠背，抬起來搬運。


- 關於扶手組的拆卸方法，請參照「欲拆下手臂組時」。(P12)
- 因為是重物，所以必須2人以上搬運。
- 請注意腳下，慢慢放下。



# Q&A (問&答)

**Q1** 左右強度不同，感到懸殊。

**A** 為使按摩更舒適，採用了按摩球交替捶打結構。因此，按摩球運作時有時不可避免地會出現位置偏移。因此，有時會感到左右強度不同，但並非故障。



**Q2** 有沒有更有力的按摩方法？

**A** 請嘗試以下方法：  
• 將靠背部躺放。  
• 取下背墊。  
• 在按摩椅上坐穩，身體緊靠在靠背上。  
• 調節按摩強度。

**Q3** 手控器架晃動不穩。

**A** 檢查支架上安裝的螺絲，如果鬆動的現象請重新鎖緊。

**Q4** 腿部不合體型。

**A** 伸縮腿部，調節長短。  
• 身材嬌小者：將背墊部豎起，抬高按摩椅的腿部。

**Q5** 正在接受門診治療，是否可以使用按摩椅？

**A** 請諮詢門診醫生後再決定能否使用。按摩稱為「觸壓刺激」，是通過施加壓力使肌肉放鬆、幫助血液循環的行為。有些疾病有可能因按摩而加重，所以，請務必諮詢醫生。

**Q6** 按摩椅下面可以鋪設電熱毯嗎？

**A** 不可以鋪設電熱毯，以免引起火災。按摩椅會損傷電熱毯的發熱體，並有因此引發火災的危險。

**Q7** 按摩椅腿部不能放下至收納位置。

**A** 使用腳部氣囊與腳底滾輪時，腳部位置是無法完全收起的。請將腳部氣囊與腳底滾輪設定成OFF狀態。

**Q8** 自動按摩行程動作通常有變更。

**A** 即使同樣行程、強弱調節及躺放動作、根據按摩球負重等原因、氣囊膨脹次數、按摩模式有些變化。

**Q9** 身高不足約150cm或身高約185cm以上的人可以使用嗎？

**A** 可以使用。  
檢測體形時，即使微調肩部位置，也有可能不合適，因此，建議按以下方法使用。  
• 身材嬌小者：將靠墊部豎起，抬高按摩椅的腿部。  
• 身材高挑者：將靠墊部放倒，放下按摩椅的腿部。

**Q10** 手臂無法到達扶手組件上。

**A** 將背墊部豎起，調節手臂位置。

**Q11** 肩部、手部氣壓按摩後，肩部和手臂發紅。

**A** 使用後，肩部和手臂有時會留下按摩痕跡，此為按摩所致。經過一段時間後，痕跡會逐漸消失。另外，肩部氣壓按摩時，不要身穿露出肩部的服裝。

**Q12** 即使檢測體形後，肩部位置也不合體型。

**A** 請在按摩椅上坐穩，頭貼在背墊部向後靠，再進行體形檢測。也可以手動調節。詳情請參照P23,25。



**Q13** 按摩時按摩椅發出「咕咕」「吱吱」的聲響。

**A** 這些聲響均源於構造，並非異常。請參考《發現故障》。(P66)

**Q14** 腿部伸展按摩時，按摩椅時常發出「咯噠」的聲響。




**A** 有時會發出聲響，並非故障。在結構上，按摩椅腿部和電動作動器分離的瞬間，有發出聲響的情況。

**Q15** 調整腳底滾輪強度後也無感覺時？

**A** 根據腳底兩側氣囊的強度，會直接影響腳底滾輪強度的感覺。


**Q18** 請教一下按摩椅機身的尺寸。

**A** 請參考下列圖示。



**Q16** 顯示「兒童安全鎖定」手控器無法操控了。

**A** 兒童安全鎖定功能設定中「緊急按鈕」按鍵約長按3秒後解除兒童安全鎖定。詳細請參考「兒童安全鎖定功能設定」



**Q17** 可否在卸下扶手組件的狀態下使用？

**A** 不可以。氣囊送氣口和排氣口外露，垃圾或灰塵進入會導致故障。


# 發現故障

## 警告

禁止改造或自行分解、修理。有起火、運作異常、受傷的風險。

### ■ 使用過程中出現以下聲響或感覺，均源於結構，並非異常。


- 按摩球上下移動時「咔嚓咔嚓」的聲響。
- 按摩時齒輪和馬達的聲響。
- 按摩球和椅套的摩擦聲響(尤其是揉捏按摩時)。
- 捶打、小圈捶揉按摩時「咔嚓咔嚓」的聲響。(尤其是從肩部移向背部時)。
- 揉捏、捶打、小圈捶揉按摩時，對按摩球的施力方式不同，按摩速度也會變化。
- 調節「速度」時產生的不同聲響。
- 增加負荷時馬達發出的「嗚嗚」聲。自動程式時，為配合使用者的體形，按摩球。
- 自動前後調節時的聲響(咕咕聲)。
- 氣壓按摩時的氣壓機聲和氣囊排氣聲。
- 氣囊膨脹時發出的聲響。
- 「肩部」按摩時發出的嘎吱嘎吱聲。
- 躺放按摩椅時，靠背和座位發出的摩擦聲響(吱吱聲)。
- 左右按摩球高度不同。(由於採用了交替捶打設計結構，不可避免地會出現高低不同的現象，並非故障)。
- 縫製部位的摩擦聲(吱吱聲)



### ■ 皮革製品或多或少會有輕微皺紋發生，不屬於產品不良。

### ■ 皮革製品或多或少帶有些許氣味，不屬於產品不良。

現象	檢查部位	採取措施
不運作	電源插頭及本體連接是否有鬆動？	插頭插入電源插座、 連接頭插入電源輸入插座上。
	機身後側右下方的電源開關是否關閉？	打開電源開關。
動作止於途中 (按手控器也無反應)	背墊部是否碰觸牆壁或其他障礙物？	移動按摩椅，確保機身不會碰到障礙物。先關閉機身後側右下方的電源開關，然後重新打開。
	是否強行施力？ (為保障安全，按摩球受到異常外力時，安全裝置會啟動、停止全部功能。)	身體離開背墊部，先關閉機身後側右下方的電源開關再打開，重新從最初開始操作。
不能躺放	電源插頭及本體連接是否有鬆動？	插頭插入電源插座、 連接頭插入電源輸入插座上。
	背墊部是否碰觸牆壁或其他障礙物？	移動按摩椅，確保機身不會碰到障礙物。
腿部不能放下至收納位置	確認腳部氣囊以及腳底滾輪是否是ON狀態。	請將腳部氣囊以及腳底滾輪設定為OFF狀態。



錯誤編號

手控器的液晶畫面上顯示「發生錯誤 重新打開電源開關」時，請按照顯示內容，重新打開電源開關。

如果採取上述措施後設備仍不能正常運行，或者經常出現同樣的問題，請將設備的電源開關撥至「OFF」，拔下電源插頭，然後聯系購買地或官方客服。那時請告知我們顯示的錯誤編號。

## 關於藍牙連線①

### ■ 無法配對

- 按摩椅和藍牙設備的距離請靠近至1m以內。
- 請重新啟動按摩椅機身的電源後再次嘗試。
- 重置配對資訊後，請再次進行配對操作。
- 請設定藍牙設備的規範。設定方法請閱讀藍牙設備的操作說明書。
- 請確認藍牙設備的規格。設備必須支援藍牙規範、A2DP和GATT。未支援時無法使用。

### ■ 無法連線

- 無法同時和複數設備進行藍牙連線。
- 按摩椅正和其他設備進行藍牙連線時，無法和其他新設備進行藍牙連線。請確認是否有其他正在連線的設備。

※手控器的藍牙圖示呈現白色時，表示正和其他設備藍牙連線中。關閉未使用設備的連線後，請確認手控器的藍牙圖示是否呈現灰色。

### ■ 連線很花時間/ 未自動連線

- 請進行手動連線。

※智慧型手機會儲存藍牙的連線資訊，iOS 至設定→藍牙的「我的裝置」，Android 至設定→已連結的裝置→之前連線的裝置，確認是否顯示「Massage Chair H22」並進行連線。(根據版本不同，名稱可能不同。)

- 請重置配對資訊，再次進行配對操作。

※本機最多可以保留5部藍牙連線設備的連線資訊。

可以配對6部以上的設備，但記憶體最多保留5部的連線資訊。

在已經保留5部資訊的狀態下，若要保留新的設備資訊並讓新的設備可自動連線，必須使用配對資訊重置功能，捨棄已保留的資訊。

藍牙設備(智慧型手機等)的操作因設備而異，因此請閱讀您的藍牙設備的操作說明書。

# 發現故障

## 關於藍牙連線②

### ■ 沒有聲音/ 聲音太小

- 開啟按摩椅機身的電源及手控器的電源，出現程式選單選擇畫面後，開啟藍牙設備的電源。
- 請調高藍牙設備的音量。
- 請除去按摩椅和藍牙設備之間的障礙物並縮短兩者距離。
- 請將藍牙設備的聲音輸出端切換至藍牙連線。

### ■ 破音/ 出現噪音/ 聲音中斷

- 請降低藍牙設備的音量。
- 在播放音樂時，若有其他藍牙設備嘗試連線或搜尋，可能會出現噪音、聲音中斷。
- 請將微波爐、無線LAN等設備遠離按摩椅。
- 請將電視、收音機和內建調諧器的設備遠離按摩椅。這些設備可能會造成影響。
- 請關閉藍牙設備的等化器設定。
- 請除去按摩椅和藍牙設備之間的障礙物並縮短兩者距離。

藍牙設備(智慧型手機等)的操作因設備而異，因此請閱讀您的藍牙設備的操作說明書。

- 執行上述操作後，仍不能正常運作、或同樣的狀況反覆出現時，請將機身電源開關撥至「OFF」，並將電源線的插頭從插座中拔出，然後向經銷商或本公司客戶諮詢處諮詢。屆時請告知畫面左下角顯示的發生錯誤號碼。

## 仔細檢查

### ! 注意

一段時間未使用後，請詳細閱讀使用說明書，在確認本產品可正常運作後再使用。  
有發生事故或受傷的風險。



仔細檢查  
長年使用時  
請一定仔細檢查!

有以下問題嗎？

- 有燒焦味。
- 電源線、電源插頭異常發熱。
- 移動電源線時，電源時有時無。
- 有其他異常情況。



為防止故障和事故，請將機身電源開關撥至「OFF」，並將電源線的插頭從插座中拔出，然後向經銷商或本公司客戶諮詢處諮詢。

# 規格

	設備名稱： Equipmentname	按摩椅	型號( 型式) Type designation(Type)	JP-4000		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關組	○	○	○	○	○	○
內部電路板組	—	○	○	○	○	○
馬達組	—	○	○	○	○	○
手控器組	—	○	○	○	○	○
內配線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
氣泵	○	○	○	○	○	○
氣閥	○	○	○	○	○	○
輸氣軟管	○	○	○	○	○	○
皮革/ 布套/ 發泡	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 Note1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “Exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substances does not exceeds the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目  
 Note3 : The “—” indicates that the restricted substances corresponds to the exemption.

# 規格

產品名稱		按摩椅	
型號		JP-4000	
指定規格	電源 (50/60Hz)	AC110V	
	時間	30分鐘	
	消耗功率	100W	
機械 (按摩球) 按摩 速度調節範圍	揉捏	4段調節 (約8~約30次/分)	
	捶打	4段調節 (約250~約650次/分)	
	上下移動	約1.0~5.4cm/秒	
氣壓按摩的空氣壓力		約45kPa (千帕)	
計時器		約7、18、30分鐘	
躺放角度	背墊部	約117度~約164度	
	腿部	腿部氣壓「ON」時	約56度~約84度
		腿部氣壓「OFF」時	約0度~約84度
尺寸	未躺放時 (腿部收納時)	寬 約85×縱深 約141×高 約124cm 最大寬度 (含手控器放置架) 約87cm	
	躺放時 (腿部伸出時)	寬 約85×縱深 約212×高 約73cm	
重量		約96kg	
表面材質		PVC (聚氯乙烯) 皮革、樹脂	
生產銷售商		株式會社富士醫療器	

## 通訊規格

通訊方式	符合藍牙標準規格Ver.4.1 (Dual Mode)
輸出	藍牙標準規格Power Class1.5
最大通訊距離	視線良好的狀態下為10m以內
使用頻段	2.4GHz 頻段 (2.402GHz~ 2.480GHz)
調變方式	GFSK $\pi/4$ DQPSK 8DPSK
支援藍牙規範	A2DP 1.3, GATT
支援編碼	SBC (44.1kHz)
支援內容保護	SCMS-T

 Bluetooth® 以上藍牙® 文字標誌與標誌為Bluetooth SIG所有之註冊商標，FUJIIRYOKI 經授權使用該標誌。其他商標與商標名稱均屬其個別所有人所擁有。

## 各模式可使用的功能

功能	訪客模式	使用者自訂模式	APP模式
自訂功能	—	○	○
重置自訂資訊	—	○	—
重置配對資訊	○	—	—
釋出程式功能	—	△(僅限執行程式)	○
兒童安全鎖功能	○	—	—

### 依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性與功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

補充：應避免影響附近雷達系統之操作。

**FUJIIRYŌKI**

---

**JP-4000**